

## Product details

### Introduzione della migliore fornitore della Cina getta pittore tuta

1. Materiali: realizzati con tessuti non tessuti
2. Stile: con cappuccio, due vie zip sul davanti, polsini elastici e caviglie, elastico in vita
3. Carattere: unico un disegno pezzo che copre tutto il corpo, la convenienza e facile da indossare e off
4. Taglie: S-6XL
5. Colore: bianco
6. Pacchetto: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN  
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN.

### Specifiche del miglior fornitore della Cina getta pittore tuta

Nome	il miglior produttore cinese usa e getta pittore tuta, una volta tuta di vendita caldo uso pittore, fabbrica a buon mercato all'ingrosso pittori tute bianche
Dimensione	S: 96 * 124 centimetri M: 100 * 130 centimetri L: 107 * 136 centimetri XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144 centimetri
materiale	PP45g
Stile	con cappuccio, due vie zip sul davanti, polsini elastici e caviglie, elastico in vita
MOQ	5,000pcs
Colore	bianca
uso	Per la sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.
Imballaggio	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN
Tempo di consegna	1 * contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni.
Caratteristiche	uso di protezione di sicurezza, peso leggero, comodo, flessibile, economico, Soft.
senso di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
certificati	ISO13485. CE, FDA

### Nostro servizio:

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.

6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.

7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;

8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.

9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.

10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!

## Product display





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

D: 1. Are you a producer or of a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

