

Introduzione del tappo medico ospedaliero PP25g usa e getta con legami su

Tappo Medico con legami su sono realizzati in tessuto non tessuto, fatto a mano, con due fascette sulla retro del cappello, forte e regolare legami rendono il tappo molto comodo da indossare it. Mainly utilizzare per la medico ospedaliero operare camera ecc

Specifiche del tappo medico ospedaliero PP25g usa e getta con legami su

Materiale	SBPP / SPP / non tessuto
Peso	PP10-30g,
Stile	con i legami sul retro del cappuccio
Dimensione	taglia standard
Colore	blu, o come vostra richiesta
Imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti.laboratorio privo di polvere, Laboratorio, industria alimentare, elettronica fabbrica e così via
MOQ	100.000 PCS

Immagine di usa e getta PP25g ospedale tappo medico con legami su



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

