

## Product details

### Caratteristiche di abiti sms chirurgo usa e getta:

E' realizzato in materiale idrorepellente SMS, lattice-libero; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; Con un elevato livello di repellenza fluido; una buona barriera di sangue, fluidi corporei e agenti patogeni. Con standard e rinforzata stile .Reinforced stile con rinforzo di protezione in più su manicotto & amp; torace che può essere del tutto impermeabile impermeabile ed alcool. colore disponibile: bianco, blu.

### Specifiche di abiti sms chirurgo usa e getta:

N / ame	il miglior fornitore camici ospedalieri monouso, camici sms chirurgo Usa e getta, vestiti chirurgici esportatore
gram materiale	SMS 40 gsm (confortevole, senza fibre di vetro, senza lattice.)
Stile	Cravatta o velcro sul collare, cravatta in vita, polsini in maglia
Dimensione	115 * 137 centimetri, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 170x170cm o come vostro requisito
Colore	bianco, verde, blu
imballaggio	Sterili: 1pcs / sacca sterile, 50pcs / CTN; Non sterile: 5pcs / bag, 50pcs / CTN
l'imballaggio di disegno	Tutto borsa e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
certificazioni	CE / ISO13485 / FDA
Campione	può essere fornito gratuitamente per il vostro controllo entro 2 giorni
applicazioni	Principalmente utilizzato in ospedale, il personale medico clinici e pazienti.

### indicazioni:

1. Per evitare la diffusione di fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue e isolare la polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus invasore.
2. Perfetto per le operazioni con grandi quantità di liquidi. Per impedire un trasferimento di infettivo O il personale alla ferita o viceversa per contatto diretto.

### Il nostro vantaggio:

1. I campioni e le personalizzazioni disponibili.
2. professionale QC per controllare la qualità del prodotto. Tutti i prodotti sono conformi alle norme internazionali di qualità come CE, ISO13485.
3. Avere abbastanza esperienza e guadagnato una grande reputazione dai nostri clienti in tutto la parola. Come come l'America, Sud America, Europa, Sud-Est asiatico, il Medio Oriente ecc

4. pagamento rapido, pronta consegna e prezzo competitivo.
5. Qualità stabile e migliore servizio post-vendita.
6. Il servizio dell'OEM è disponibile.

## Product display





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

