

Product details

Dettagli di PE film usa e getta rinforzato camice chirurgico:

conforme tessuto **EN13795** norme,
abito chirurgico è prodotto in un **di polvere clean room gratis**, Che garantiscono una buona qualità.
La sterilizzazione potrebbe essere fornire da noi o sterile in vostro locale.
certificati ISO13485 e CE sono disponibili, di contattarci per ulteriori informazioni!

One articoli per imballaggio:

Descrizione	Quantità	specificazione
camice chirurgico	1	M-XL
Asciugamano	2	30 * 40cm
Borsa sterilizzazione (sacchetto di carta-plastica)	1	26 * 36 centimetri
involucro	1	60 * 60cm

Tabella di formato :

M	120 * 140cm
L	125 * 145 centimetri
XL	130 * 150cm
XXL	135 * 155 centimetri

Caratteristiche:

materiale 1.SMMS:, Impermeabile, buona resistenza alla trazione, confortevole privo di lanugine "Tre difese"

(Impermeabile, anti-alcool e anti-schizzi di sangue)

2.Disposable abito chirurgico principalmente per il medico per il funzionamento, disponibili anche per utilizzare nell'isolamento

i medici ed i visitatori della stanza.

Immagine di PE film usa e getta rinforzato camice chirurgico:





I nostri vantaggi:

- 1.260 lavoratori, 25000 polvere □ workshop gratuito,
- 2.12 anni di esperienza, ISO, CE & amp; FDA ha certificato,
- ora 3.One raggiungere il porto di Wuhan,
- 4.Free campioni e risposta rapida,

Questo è il modo in cui teniamo la buona qualità e la cooperazione affidabile per i clienti globali stimati.

Benvenuti in contatto con me e mi chiamano come le seguenti informazioni:

servizio VIP
Remey Chi

Mobile: 0.086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

E-mail: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04