

Abito monouso

L'abito monouso è fatto da Materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente utilizzato nella sicurezza medica Laboratorio protettivo, asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, Food Factory Azienda agricola Biohazard e così via.

Con processi di due tipi: cucito e incollaggio termico ad ultrasuoni.

La specifica del abito monouso

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	Legare / nastro magico sul collo, Polsini elastici / a maglia,
dimensione	S-5XL.
Colore	bianco blu, verde, giallo, rosa, ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ.	5000 pz.
Imballaggio design	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / scatola, 100 PCS / CTN o come requisito
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
Porta FOB.	Porta FOB.

L'immagine del abito monouso



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



