

Prodotti vantaggi:

1. Buona protettiva, leggera, priva di lattice.
2. Utilizzare la tecnologia di cucito, uso comodo.
3. Colore disponibile: bianco, blu, verde, giallo, rosso
4. Formato standard: 20 * 40cm, 20 * 44 centimetri, 20 * 60cm
5. attacco elastico alla fine, sia per dare una vestibilità sicura sul braccio

indicazioni:

- Ampiamente usato in ospedale, fabbrica di prodotti alimentari e laboratorio senza polvere
- Adatto per trasformazione dei prodotti alimentari, la produzione, la costruzione e le applicazioni igieniche & uso quotidiano

Specifiche tecniche:

Materiale	PE plastica
Peso	35g
Stile	con stile elastico bracciale
Dimensione	20 * 40cm, 20 * 44 centimetri, 20 * 60cm
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosso
applicazioni	ampiamente usato in ospedale, fabbrica di prodotti alimentari e laboratorio senza polvere
imballaggio	100pcs / bag, 10bags / CTN
l'imballaggio di disegno	all interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
formato della scatola	40 * 20 * 32 centimetri
MOQ	5000 PCS

Immagini di giallo PE manicotto elastico comprende:



