

## Introduzione di produttore abito isolamento impermeabile

1. Maniche lunghe
2. polsini elastici.
3. legami sul collo e in vita.
4. Con sterilizzati e non sterilizzati.
5. PS: diverse dimensioni e colori sono disponibili.

## Specifiche di produttore abito isolamento impermeabile

Materiale	PP + PE, ecc
grammatura	PP + 45g PE, o grammi come vostra richiesta
Stile	Tie on / velcro sul collo, polsino elastico / tagliati, standard o rinforzato
Dimensione	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Colore	verde, ecc
Imballaggio	Non sterile, 10 pc / sacchetto, 10 sacchetti / CTN. sterili, 1 pc / sacchetto sterile, 100 pc / ctn
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58X28X48 cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti privo di polvere officina, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via

## Applicazione

abito isolamento impermeabile progettato per fornire una gamma di livelli di protezione secondo il materiale non tessuto. Realizzata in morbida e confortevole tessuto non tessuto aggiungere un materiale PE film, può tranquillamente e ambientale smaltito quando sporchi che non richiede denaro. Contribuire a fermare la diffusione delle infezioni.

Design per ospedali e ambienti di laboratorio in cui il visitatore ha bisogno di avere una protezione moderata da contaminazione infettiva o chimica.

## Politica del campione:

1. campione secondo il vostro schizzo. Tempo di campionamento: 3-5days.
2. Progettare il proprio campione, poi rifarlo.

3. I campioni esistenti Tempo di campionamento: 1gg.
4. Effettuare la produzione di massa dopo aver confermato il campione.

### **Controllo di qualità:**

1. Non cominciare a fare i prodotti fino alla conferma del campione.
2. L'imballaggio sarà a prova di acqua, impermeabile e sigillato.

### **Immagini di produttore impermeabile abito isolamento:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

