

Product details

Descrizione delle camici da laboratorio monouso in vendita

1. Materiale: pp38g
2. Colore: Bianco,
3. Stile: polsino a maglia, collare maglia, con le tasche
4. Formato: XXL, o S, M, L, XL, XXXL ecc
5. Imballaggio: 1-5pcs / polybag, 50PCS / cartone e come si richiede
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolleranza come diverse dimensioni e materiali)
7. Mini quantità di ordine: 5000PCS
8. Certificato: CE, FDA, ISO13485

specifiche del camici da laboratorio monouso in vendita

Materiale	pp tessuto non tessuto
grammatura	PP38g, potrebbe come vostra richiesta
Stile	Con collo in maglia, con polsini in maglia, con le tasche
Dimensione	S-6XL
Colore	bianco, ecc
Imballaggio	5pcs / box, 50 sacchi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	all interno borsa e cartone stampa può essere come il vostro disegno
applicazioni	laboratorio privo di polvere, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.