

Product details

L'introduzione di abito isolamento giallo pp

Giallo pp fornitore abito isolamento, camice chirurgico pp per il medico, a buon mercato usa e getta medico

abiti in materiale polipropilene idrorepellente, comprendono PP, PP + PE, SMS, microporosa; La -Tex libero; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; con un elevato livello di repellenza fluido.

Specifiche di abito isolamento giallo pp

Materiale	PP non tessuto
grammatura	20g, o 15-65gsm
Colore	Giallo, possiamo anche fare bianco, verde, blu, rosa, rosso, grigio, nero, ecc
Dimensione	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Stile	Tie on / velcro sul collo, polsino elastico / maglia, standard o rinforzato
Imballaggio	Non sterile, 10 pc / sacchetto, 10 sacchetti / CTN. sterili, 1 pc / sacchetto sterile, 100 pc / ctn
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58X28X48 cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere officina, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.
- 7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!

