

1. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 IIR 標準。

2. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證。

3. 100% 符合 ISO 9001 認證。

4. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 10 年保用期。

5. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 6.70 * 3.70inch / 17 * 9.4 吋規格。

6. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 4 年保用期。

7. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證。

8. 1ST 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 1 年保用期。

9. 2ND 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 BFE ≥ 99% 的規格。

10. 3RD 所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 3 年保用期。

11. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證。

品名	規格	單位	1 * 40 HQ 櫃位數 PCS
17.5 * 9.5 吋 3ply 18 + 20 + 20G	50 包 / 箱 40 包 / CTN	52 * 19 * 42 吋	328 包
17.5 * 9.5 吋 3ply 25 + 25 + 25G	50 包 / 箱 40 包 / CTN	51 * 37 * 30 吋	240 包
所有材料均須符合 ISO 9001 認證，並符合 1 年保用期。			

12. 所有材料均須符合 ISO 9001 認證。





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

