

1ply 2ply

1

2

3

4

5

6

MOQ	1,000,000
	T / T / L / C / D / A / D / P
	1,000,000 / 1 * 40 HQ 15
	30
	2

19 * 7 1 14G	100 / 100 / CTN	47 * 41 * 37
19 * 7 2 14 + 14G	100 / 100 / CTN	47 * 41 * 47



คุณสมบัติ

1. ผ่านมาตรฐาน ISO9001, ISO13485, CE, FDA

2. ขนาด 1 * 40 HQ, 15 ชั้น

3. ผ่านการทดสอบการกรอง

4. ผ่านการทดสอบการหายใจ