

Technical Specifications

- 1. Directly from the factory
- 2. ISO CE PP / PE SMS MMS
- 3. Capacity 10,000 pcs / roll 1 * 40HQ 10 15
- 4. OEM 24
- 5. ...

Technical Specifications

- 1. Hand
- 2. Non

Technical Specifications

5 PC / 10 bags / 1 roll / 50 / ...

Technical Specifications

CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
Length	100	103	107	110	112	113	120	120
Length	132	135	137	140	142	147	150	158

Technical Specifications

Material	PP
Weight	18-50gsm
Usage	workshop
MOQ	5000
Capacity	5000 / 1000 / 1000 / CTN
Standard	ISO 13485
Capacity	10,000 pcs / roll 1 * 40HQ 10 15

Technical Specifications



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



1. 产品特点

1. 本产品为一次性使用，不可重复使用。
2. 本产品采用优质无纺布制成，柔软舒适，透气性好。

3. 本产品具有良好的粘性，能够牢固地粘附在皮肤上，不易脱落。
4. 本产品具有良好的防水性能，能够有效防止液体渗透。

5. 本产品具有良好的透气性能，能够有效防止皮肤潮湿。
6. 本产品具有良好的弹性，能够适应不同大小的伤口。

7. 本产品具有良好的生物相容性，不会对皮肤产生任何刺激。
8. 本产品具有良好的可塑性，能够根据伤口的形状进行裁剪。

9. 本产品具有良好的耐用性，能够有效防止撕裂。
10. 本产品具有良好的可撕性，能够轻松地从皮肤上撕下。