

## Product details

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. PP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3 □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□ □ OEM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. 1 \* 40 HO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. CE ISO13485 FDA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□ 24 □□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	PP
□□□□	25 g
□□□□	□□□□□□ + □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	15 x 40 cm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	2000pcs/ctn□100 □/□ 10 □□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□
□□□□□□□□	□□□

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

