

□□□□/□□□□□

□□□PP□□□

□□□□40gsm□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□80□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

□□□

CE□ISO□□□□□□□□□□□□1.□□□□□□□

2.□□□□PP□□□□□□□

□□□□□□□□□3.Factory□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. 10□□□□□□□□

6.OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

description	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□20~60g□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	S□M□L□XL□XXL□□
□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	T / T□L / C□D / A□D / P / ESCROW
□□	1 * 40HQ□35~45□□□□□□□□□□□□□□□□ □1□□□□150,000□□
□□□□□□□	□□/□□/□□/□□



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

