

1. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

2. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

1. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
2. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
3. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

3. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

1. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
2. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
3. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
4. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

4. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

1. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
- 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。
3. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

5. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。

品名	規格	單位	1 * 40 HQ 櫃位數 PCS
17.5 * 9.5 吋 3 吋 18 + 20 + 20G	50 個 / 40 個 / CTN	52 * 19 * 42 吋	328 個
17.5 * 9.5 吋 3 吋 25 + 25 + 25G	50 個 / 40 個 / CTN	51 * 37 * 30 吋	240 個
本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。			

6. 本公司之產品，均係採用最優質之材料，並經嚴格之品質管理，以確保產品之品質與耐用性。





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



