

□□□□ □ **d**□□□□□□□ **SMS**□□□□□ □□□□□

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□□□□□□□□

□□□ **d**□□□□□□**SMS**□□□ □□□ □□□□□

□□□□	SMS 45g
□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	120 * 140cm□130 * 150cm
□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	CE□ISO13485□FDA
MOQ□	100,000□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	10pcs / bag□1000pcs / ctn□□□□□□□□□□□□
□□	1□□□□□□50,000pcs
□□	5-15□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ **d**□□□□□□**SMS**□□□□□□**AAMI**□□□□**3**□□



