

အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် CPE အိတ်

- 1. အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
- 2. အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
- 5. PLASTIC CPE အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်

အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် CPE အိတ်

- 1. PLASTIC CPE အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
- 2. Disposable အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
- 3. အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
- 4. Plastic CPE အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်

အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် CPE အိတ်

အိတ်	အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် အိတ်
အိတ်	အိတ် ဝတ်ရုံ
အိတ်	CPE 1.5-6g
အိတ်	25-38gsm
အိတ်	အိတ်
အိတ်	38x15cm 40x15cm 41x17cm.....
အိတ်	100pcs / အိတ် 2000PCS / CTN
အိတ်	အိတ်
အိတ်	8 အိတ် / အိတ်
အိတ်	T / T အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် L / C D / A D / P အိတ်
အိတ်	အိတ် 200,000 pcs / အိတ် 1 40HQ 10 15 အိတ်
အိတ်	CE / ISO13485
FOB အိတ်	အိတ် / အိတ် / အိတ် / အိတ်

အိတ် ဝတ်ရုံ ခွဲစိတ် CPE အိတ်



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



