

earloop 醫 用 級 無 菌 醫 用 級 耳 環, 醫 用 級 醫 用 級 耳 環,
meidcal 醫 用 級 醫 用 級

earloop 醫 用 級 耳 環

- 1) 尺 寸 : 17.5 X 9.5 cm, 醫 用 級 醫 用 級 耳 環
- 2) 醫 用 級 耳 環, 醫 用 級 醫 用 級 耳 環
- 3) 尺 寸 : 醫 用 級 / 醫 用 級 / 醫 用 級 / 醫 用 級 / 醫 用 級, 醫 用 級 醫 用 級 11 醫 用 級
- 4) 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級, 醫 用 級, 醫 用 級, BFE % 醫 用 級 99 % 醫 用 級 120mmHg 醫 用 級 5) 醫 用 級
- 6) EN14683 醫 用 級 FDA 醫 用 級 醫 用 級

醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級

- 1) 醫 用 級, 醫 用 級 醫 用 級, 醫 用 級 醫 用 級;
- 2) 醫 用 級 PP 醫 用 級 醫 用 級;
- 3) 醫 用 級 醫 用 級 (醫 用 級) 醫 用 級 醫 用 級;
- 4) 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級.

醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級

尺 寸	尺 寸	尺 寸	1 * 40 HQ 醫 用 級 (PCS) 醫 用 級 醫 用 級
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 醫 用 級 / 醫 用 級, 40 醫 用 級 / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 PC
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 醫 用 級 / 醫 用 級, 40 醫 用 級 / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 PC
尺 寸 : 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級 醫 用 級			

earloop 醫 用 級 耳 環



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

