

請 詳 閱 本 冊 內 之 圖 說:

1. 請 詳 閱 圖 說
2. made from 100 % 棉 質 紗 線, 精 梳 紗
2. 精 梳 紗 線 圖 說
3. 請 詳 閱 1 : 1 1 # 8mm X 38mm (0.315 "X1-1 / 2")
 - 2 2 # 10mm X 38mm (0.375 "X1-1 / 2")
 - 3 2 # 10mm X 38mm (0.375 "X1-1 / 2")
 - 4 2 # 10mm X 38mm (0.375 "X1-1 / 2")?
 - 5 3 # 12mm X 38mm (0.472 "X1-1 / 2")
 - 6 4 # 15mm X 38mm (0.551 "X1-1 / 2")

請 詳 閱 圖 說

1. 精 梳 紗, 精 梳 紗, 精 梳 紗 紗 線 圖 說, 請 詳 閱 linting 圖 說 內 之 圖 說
2. 請 詳 閱 圖 說 內 之 圖 說
3. 請 詳 閱 圖 說 內 之 圖 說
4. 請 詳 閱 圖 說 內 之 圖 說
5. 請 詳 閱 圖 說 內 之 圖 說

請 詳 閱 圖 說:

請 詳 閱 圖 說.

請 詳 閱:

19pcs / roll, 36roll / bag 請 詳 閱 圖 說

請 詳 閱 圖 說 :

請 詳 閱	100 % 棉 質 紗 線
請 詳 閱	精 梳 紗 線
請 詳 閱	精 梳 紗 線


规格	1 # : 8 * 38mm, 2 # : 10 * 38mm, 3 # : 12 * 38mm, 4 # : 15 * 38mm
数量	每包 15 片装。
包装	T / T, L / C, 工厂直发, 代理商, 经销商
材质	聚丙烯 80 % 以上, 符合 FDA 和 CE 认证
特点	1. 非无菌 Non-sterile。 2. 厚度 : 2 mm 3. 柔软
认证	CE0197, ISO9001, ISO13485
OEM	1. Material 符合 客户 requirements。 2. Customized 颜色 / 形状。 3. Customized 包装。





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

