

□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□, □□ □ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□

□□□ □□	CPE □□
□□□	□□ □□□ □ □□, □□□ □□□
□□ □□	X-5XL
□□ □□	30-50g, □□□ □□□□ □ □ □□□□
□□	□□, □□□ □□
□□□	ISO 13485, FDA
MOQ	100000 PC
□□	10pcs / bag, 200 PC / carton
Capbality	60000 PC / □
□□ □□	7 ~ 30 □
□□	Labortory, □□□, □□ □□, □□□□□ □□□
□□ □□□	□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□□