

1. 此類 CPE 係由 CPE 製成，其特性為輕便、耐用、可重複使用。
 2. 此類 CPE 係由 CPE 製成，其特性為輕便、耐用、可重複使用。
 3. 此類 CPE 係由 CPE 製成，其特性為輕便、耐用、可重複使用。
 4. 此類 CPE 係由 CPE 製成，其特性為輕便、耐用、可重複使用。

產品名稱	CPE
規格	30-70G 輕便、耐用、可重複使用
尺寸	S-5XL
重量	30-70G 輕便、耐用、可重複使用
材質	CPE, 輕便、耐用
認證	ISO 13485, CE, FDA
數量	100000 PC
包裝	1pcs/bag, 10pcs/middle bag, 200 pcs/carton
CAPBACTION	60000 PCS/DAY
有效期	7-30 天
用途	手術室、ICU、急診室、產科、牙科
其他資訊	此類 CPE 係由 CPE 製成，其特性為輕便、耐用、可重複使用





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

