

品名	Covelall		
品番	Covelall		
仕様	<p>1) 品番 Covelall。Covelall 品番 Covelall。</p> <p>2) Covelall 品番 Covelall。</p> <p>3) Covelall 品番 Covelall。</p> <p>4) Covelall 品番 Covelall。</p> <p>5) Covelall 品番 Covelall。</p>		
品名	OH-5000	品番	
品番	Covelall。Covelall 品番 Covelall。		
仕様	60% 品番 + 40% 品番, 55 ± 3% GSM,		
規格	Type5/6, EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 13982-1 : 2004 + A1 : 2010, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009, EN 14325 : 2004, FDA, ISO12385		
数量	品番 10 PC, 50 PC/品番, 品番 : 50 *30 *50cm, 1*20GP 18000pcs, 1*40HQ 45000 PCS		
備考	3		

Technical specification						
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L
chest	A	110	120	130	140	150
Total length	B	160	165	170	175	180
Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
Length of hood	G	18	18	18	18	18

品番 :



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

