

1.

2. ISO, CE, FDA, BFE> 99 %,

3.Capacity : 1000,000pcs / day, 1 * 40HQ

4.Laxet

5.

	3ply, PP 25g + 25g + pp wovn 25g
	, , , , , ,
	()
	17.5x9.5cm ()
	, , , , , , , , , , , ()
	: 50 PC / , 2000pcs / ctn 1000 PC / ctn
	52x38x30cm
	. , ,
MOQ	10000 PC
	T / T, L / C, D / A, D / P /
	1 * 40HQ 7-10
FOB	/ / /

 : 50 / , 40 / ctn 20 / ctn

1.

 QC

2.

 1 * 40HQ 5-7

