

1. 本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。
 2. 本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。
 3. 本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。
 4. 本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。
 5. 本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。

Fabric 種類	PE, CPE
色	白, 黒, 青, 赤
サイズ	15 * 40 cm, 17 * 40 cm, 17 * 42 cm など。
厚み	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm
規格	CE, ISO13485, FDA
MOQ :	100000 PC
梱包方法	紙箱またはプラスチック容器に包装
単位	100pcs / 箱 2000pcs / ctn
重量	約 60,000pcs
納期	7 ~ 30 日
備考	本製品は、医療用途に使用されるため、厳格な品質管理が行われます。