

Product details

□□ □□ □□ □□

□□ □□ □□□□, SMS, PP + PE, □□ □□ □□□□
□□□□ □□□□lastic □□□□□□ □□□□ □□,□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□ □□ □□ □□
□□ W 83 "□ X 35 L"□□ □□□□ □□ □□
□□ □□ □□ □□

□□ □□ □□ □□□□ □□ **EO** □□, □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□

1) □□ □□ □□□□ □ □□□□□;

2) □□ □□ EO □□□□ □□ □□□□□□, □□, □□□□□□ □□ □□□□□;

□□ □□ □□□□ □□ □ □□ 3) □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□;

4) □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□ : □□ □□ □□ □□ 1PCS, □□ □□ □□ 50 PC□.

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

