

Product details

包装-规格-重量-尺寸

- 1) 材料 : SMS, 食品级, 符合 ISO 9001 标准
- 2) 重量 : 20-100gsm
- 3) 厚度 : 0.1mm
- 4) 规格 : 符合 ISO 9001 标准, 4 层 200gsm 重量, 符合 ISO 9001 标准 且 符合 ISO 9001 标准
- 5) 尺寸 : 200cm * 120cm, 200cm * 90cm, 180cm * 120cm, 180cm * 90cm, 90 * 60cm

(符合 ISO 9001 标准)

包装-规格-重量-尺寸-应用-用途

- 1) 符合 ISO 9001 标准 且 符合 ISO 9001 标准.
- 2) 符合 ISO 9001 标准, 符合 ISO 9001 标准.

SMS 包装-规格-重量-尺寸

包装规格	1 PC / 包装规格 重量, 50 PC / CTN
包装规格	5 PC / 包装, 50 PC / CTN
材料 : 食品级 SMS 且 符合 ISO 9001 标准	
包装规格	
符合 ISO 9001 标准	
符合 ISO 9001 标准	
符合 ISO 9001 标准	
符合 ISO 9001 标准	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

