

□□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□□,
□□□□ □□ □□ □□□

□□ □□□□ □□ □□

- 1) □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.
 - 2) □□ □□, SMS, □ □□□□ □□□ □□
 - 3) □□ □□□ 1ply, 2ply, 3 □□□□ 4ply
 - 4) □□ □ □□ □□ : □□□ / □□ / □□ / □□ / □□ / □□□ / □□ / □□ / □□□ □□ / □□ □□ / □□
 - 5) □□ □ □□ □ □□ □□.
- □□ 6) □□

□□ □□ □□□□ □□

- 1) □□ □□ : 3 □□ □□ □□□ □□, □ □ 99 %□□ 0.05 □□□ □□.
- 2) □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□□.
- 3) □□ □ □□ □□□ : □□ □□□□ □□□ □ □ □□□ □□□□ □□;
□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□□□ □□ □□

MOQ	10 □
□□	□□ □ □□□
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P, □□□ □□□, □□□□, □□□
□□ □□	1,000,000 □ / □, 1 * 40 HQ □□□□ 15 □□ □□ □ □□□
□□ □□	□□□ □□□ □□ □□□ □□
□□	□□□ □□, 2 □ □□ □ □□ □ □□□

□□ □□□□ □□

50PCS / □□, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;
 1 * 20 GP □□□□□ □□□, 700 Ctns□ 1,400,000 PC□ □□ □ □ □□□□;
 1 * 40 HC □□□□□ □□□□ 3,450,000 PC□, 1725 Ctns□ □□ □ □ □□□□.
 □□ □□□ □□ □□.

□□ □□□□ □□



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

