

品牌 名称 及 型号 :
 品牌: ORIENT HONEST
 型号 范围: OH-1001, OH1002, OH1003
 标准: CE / ISO13485 / FDA
 材料: 塑料
 颜色 : pp 白色
 用途: 医疗, 美容, 牙科, 实验室, 工业, 家庭, 厨房, 浴室 (可根据需求定制颜色)
 规格 : 多种尺寸 可选
 重量: 10G-30G
 尺寸: 18''', 19''', 21'''
 包装 数量 : 100 个 PC/箱, 20 箱 PCS/CTN

品牌 名称 及 型号 :

品牌:	品牌 名称 及 型号 19 ''20 ''21 ''品牌 名称 及 型号
品牌:	品牌 pp 白色
重量 :	10g ~16g
材料:	塑料 白色 塑料 白色
尺寸:	19 '' , 品牌 18 ' , 20' ' , 21' '' ' , 品牌.
品牌:	品牌, 品牌, 品牌, 品牌, 品牌.
数量	100,,000pcs
品牌 :	100pcs/bag; 2000pcs/ctn
品牌:	~品牌 品牌, 品牌, 品牌, 品牌, 品牌 品牌, 品牌 品牌, 品牌 品牌
品牌:	品牌, 品牌 80%品牌 品牌 品牌, 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌
品牌 名称:	t/t, l/c, PayPal, D/P, D/A 品牌.
品牌 名称 :	OEM 品牌 品牌 品牌/品牌
品牌:	CE, ISO13485, FDA

品牌 名称 及 型号 :

- 品牌, 品牌 品牌, 品牌
- 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌.
- 品牌 品牌 品牌 (BFE)品牌 99.1%品牌 品牌. 品牌 品牌 品牌 97%品牌 品牌 品牌.
- 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌
- 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌
- 品牌 品牌 品牌, 品牌 品牌, 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌..







