

TYPE IIR 醫用 級 醫用 級 醫用 級, 醫用 級 醫用 級,

醫用 級 醫用 級 醫用 級

醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級

- 1) Disposable 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.
- 2) 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 175 * 95mm, 醫用 級 醫用 級
- 3) BFE 醫用 級 醫用 級 醫用 級 99 %.
- 4) 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.

醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級

- 1) 醫用 級 : 醫用 級, 醫用 級 醫用 級, 醫用 級 醫用 級.
- 2) 醫用 級 : 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 / 醫用 級 醫用 級 / 醫用 級 醫用 級 / 醫用 級
- 3) EN14683 醫用 級 FDA 醫用 級
- 4) 醫用 級 醫用 級 (BFE %) 醫用 級 99 %.
- 5) 醫用 級 醫用 級 120mmHg 醫用 級 醫用 級.
- 6) 醫用 級, 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.
- 7) 醫用 級 醫用 級, 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.
- 8) 醫用 級 醫用 級 醫用 級.
- 9) 醫用 級 醫用 級.
- 10) 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.

醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級

50PCS / 醫用 級, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;
1 * 20 GP 醫用 級 醫用 級, 700 Ctns 醫用 級 1,400,000 PC 醫用 級 醫用 級 醫用 級;
1 * 40 HC 醫用 級 醫用 級 3,450,000 PC, 1725 Ctns 醫用 級 醫用 級 醫用 級 醫用 級.
醫用 級 醫用 級 醫用 級.

□□ □□ □□□ □□ □□ □□□

MOQ	10 □
□□	□□ □ □□□
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P, □□□ □□□, □□□□, □□□
□□ □□	1,000,000 □ / □, 1 * 40 HQ □□□□ 15 □□ □□ □ □□□
□□ □□	□□□ □□□ □□ □□□ □□
□□	□□ □□, 2 □ □□ □ □□ □ □□□

□ □□ TYPE IIR □□□ □□ □□□ □□ □□□





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

