

□□□ □□ □□□

- 1. Directly □□□□, □□□ □□□ □□□, □□ □□.
- 2. 14683, ISO, CE, FDA, BFE > 99 %, □□ II / □□ IIR □□.
- 3. Capacity : 1000,000pcs / □, 1 * 40hq□ 10-15 □ □□□ □□□□□□□□.
- 4. Laxet □□, □□ □, □□□, OEM □□ □□□

□□□ □□□ □□□□ □□

- □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ :
- □ □□□□ □□□ □□, □□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□. □□ - □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□.
 - □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□□□

□□□ □□□ □□ □□□

□□□□ □□	□□□□ 1 : PP □ □□ □□□□ 2 : □□ □□ □□ Layer3 : PP □ □□
□□□□	□□□□ □□ □ □□
□□ □□ □□ □□	17.5 * 9.5 cm.
□□□□ □□	20gsm + 25gsm + 20gsm.
□□□□	□□, □□, □□, □□□□, □□□□, □□□, □□□□, □□□□ □□, □□□□□ □
□□□□	CE, ISO13485, FDA.
MOQ :	100000pcs.
□□ □□□□	□□□□□□□ □ □ □□□□ □□□□
□□□□	50 PC / Box, 2000. PCS / CTN □□ □□□□ □□ □□□□□
□□□□	1000,000pcs per. □
□□□□ □□	7-30 □
□□□□ □□□□	□□, □□□□, □□□□, □□ □□, □□□□□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□





