

## Product details

### SMS 特点 :

1.SMS 特点: 重量轻, 柔软, 透气性好,

2.Light 特点, 透气性好, 柔软, 透气性好, 透气性好

透气性好, 透气性好, 透气性好.

透气性好 透气性好 透气性好 透气性好 3.Provide. 透气性好

透气性好 透气性好.

4.Disposable SMS 特点 透气性好 透气性好 透气性好, 透气性好 透气性好

透气性好 透气性好.

5.SMS : "透气性好"(透气性好, 透气性好 - 透气性好 透气性好) 透气性好

透气性好 透气性好.

### SMS 规格 :

特点: 透气性好 SMS 特点 透气性好, 透气性好 透气性好 透气性好, 透气性好 透气性好 透气性好

特点: 透气性好

特点: 50 GSM

特点: 透气性好 透气性好, 透气性好 透气性好

特点: 透气性好, 透气性好, laboratorial, 透气性好 透气性好

特点: S / M / L / XL / XXL / XXXL

特点: 透气性好, 透气性好, 透气性好

特点: 透气性好 : 1PCS / polybag, 50PCS / 透气性好

特点: 透气性好 透气性好, 80 % 透气性好, 透气性好, 透气性好 透气性好 透气性好


特点: CE, ISO13485, FDA

□□□ □□ :

□□ / ISOLATION □□ □□ □  
 (□□□ □□ □□ □□□□□)

□□□□	□□	□	□	□□	XXL	XXXL
□□	(115)	(115)	(120)	(125)	(130)	(135)
□□ LENGTH	(127)	137	(140)	(145)	(150)	(155)

SMS□ :



**Product display**




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, 00 00.
- 2, 00 000 00 00;
- 3 00, L / C, T / T, D0 / P 00;
4. FOB, CNF, CIF, EXW 000 000 0;
- 5, 0000 0000 00 000 00 0000.
- 6, 000 00 00. 3 0 00 000 00000.
- 7, OEM 0000 00000. 00, 00, 00 0 000 00 00;
- 8, 00 00. 00 00 00 0000 25 ~ 30 40HQ 0000 0.
- 9, 00 00 0000 00000. 00, 00, 00 00, 000 00.
- 10, 00 000 00 00. 000 000 00 00 000000 00000 000!