

Product details

- 1. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。
- 2. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。
- 3. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。
- 4. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。
- 5. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。
- 7. 此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋。

此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋

包 裝	此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋
包 裝	S : 96 * 124cm M : 100 * 130cm L : 107 * 136cm XL : 110 * 140cm 包 裝 : 114 * 144cm
包 裝	SF, 此 包 裝 袋
包 裝	60g
包 裝	此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋
MOQ	5,000PCS
包 裝	包 裝
包 裝	此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋
包 裝	1PC / polybag, 25pcs / CTN, 5PCS / polybag, 25pcs / CTN 1PCS / polybag, 50PCS / CTN, 10PCS / polybag, 100PCS / CTN
包 裝	1 * 40HQ 包 裝 袋 15~20 包 裝 袋 包 裝 袋
包 裝	此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋
包 裝	T / T, L / C, D / A, D / P, 包 裝 袋, 包 裝 袋, 包 裝 袋
包 裝	此 包 裝 袋 係 以 高 級 質 料 製 成 之 透 明 包 裝 袋
包 裝	ISO13485. CE, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, 我們 專業。
- 2, 我們 專業 服務 客戶；
- 3 我們, L / C, T / T, D / P 等；
4. FOB, CNF, CIF, EXW 等 價格 合理 ；
- 5, 我們 專業 服務 客戶 專業 服務。
- 6, 我們 專業 服務。 3 年 專業 服務。
- 7, OEM 專業 服務。 我們, 我們, 我們 專業 服務 ；
- 8, 我們 專業。 我們 專業 服務 25 ~ 30 40HQ 等 專業 。
- 9, 我們 專業 服務。 我們, 我們, 我們 專業 。
- 10, 我們 專業 服務。 我們 專業 服務 專業 服務 專業 ！