

Product details

O material de máscara médica bonito

- 1) 3layers: não tecido spunbond + derreter soprado papel de filtro + não tecido spunbond
- 2) O tecido tem a resistência de fluido máximo e protecção contra os fluidos corporais
- 3) bacteriana eficiência de filtração: 99,7%, Partícula eficiência de filtração: 98,5%,
Tamanho de partícula: 0,1 | iM

O desempenho das crianças enfrentam máscara

- 1) de soldadura ultra-sónica assegura mais forte máscara construída, elimina orifícios e defeitos
- 2) parte do nariz ajustável para melhor ajuste, muito confortável de usar

Os termos comerciais do costume impresso máscara cirúrgica

MOQ	500.000 pcs
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 pcs / dia
Tempo de entrega	De acordo com a quantidade
Detalhes de empacotamento	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way

