#### Aplicação de máscara cirurgia

- 1. Para hospitalares clínicos e pacientes médicos, poeira oficina livre, fábrica de alimentos.
- 2.To impedir de propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue.

## Parâmetros de máscara descartável cirúrgica

- 1) Material: PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
- 2) Cor: branco / azul / / rosa / amarelo / laranja verde / roxo / limão / Capri azul / Borgonha
- 3) suporte de ouvido: laço ou elástica máscara descartável cirúrgica
- 4) Tamanho: 17.5 \* 9.5 cm para adultos; 14.5 \* 9.5 para as crianças; 12,5 \* 7,5 centímetros para o bebê
- 5) bar Nariz: plástico ou metal, flexível, montagem fixa

#### Embalagem de máscaras médicas com design

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs
Observação, todos padem ser especial personalizado de acordo sem suas			

Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais

### Nossa fábrica

- 1) Fabricante com a história de 12 anos na produção cirúrgica máscara descartável, e todos os tipos de produtos de protecção descartáveis;
- 2) forte poder de produção: 1 \* 40 HQ recipiente pode ser concluído em 15 dias;
- 3) as vendas promissores equipa: serviço em 24 horas
- 4) Seguro de alta qualidade: ISO9001, ISO13485, CE certificado, FDA Registered.

### Os termos de troca de máscaras médicas com design

MOQ	100.000 pcs
-----	-------------

Preço	Negociável	
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal	
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias	
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem	
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias	

# Imagem de máscaras médicas com design



