

Anti-bactérias máscara facial cirúrgica, salas limpas máscaras médicas, não tecido fornecedor máscara facial

O recurso de máscara facial cirúrgica

- 1) tridimensional de design: especificado máscaras anti-SARS, esterilização, anti-gripe, poeira
- 2) Com o clipe de nariz: flexível, montagem fixa
- 3) borda fina: a borda do pacote de tecnologia de vedação de calor completo
- 4) Laço em suporte de ouvido: confortáveis e equipados

Especificações de máscaras médicas

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido máscaras médicas
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto
aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante

As condições de pagamento de máscara facial cirúrgica

MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

Imagem de não tecido máscara facial

