

Anti-bactéria tipo de máscara cirúrgica, máscara de polipropileno não tecido, corda elástica fabricante máscara hospitalar

Visão geral de máscara tipo de cirurgia

- 1) Looped orelhas para Segurança garantida
- 2) Um tamanho para caber tudo, tamanho aproximado: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) Abrange nariz, boca e queixo para proteção integral
- 4) Cor: branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto, temos 10 cores totalmente
- 5) NELSON, ISO, certificados do CE, BFE & gt; 99%, padrão Tipo II / Tipo IIR
- 6) Latex livre, respiração fácil, eco amigável
- 7) o uso multi: cirúrgico, gripe, protetores de poeira, dentistas, salões de beleza, manutenção geral etc

Embalagem de máscara não tecida

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;
1 * 20 contêiner GP pode conter 1.000.000 Pcs de máscaras;
recipiente 1 * 40 HC pode conter 2.450.000 Pcs de máscara.

Nós também podemos fazer a embalagem como suas exigências.

Os termos de comércio de máscara hospitalar

MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

Imagem de máscara hospitalar

