

BFE99 máscaras descartáveis médicos, cobrir a boca descartáveis,

fabricante de máscara cirúrgica descartável

O recurso de máscaras médicas descartáveis

- 1) tridimensional de design: especificado máscaras anti-SARS, esterilização, anti-gripe, poeira
- 2) Com o clipe de nariz: flexível, montagem fixa
- 3) borda fina: a borda do pacote de tecnologia de vedação de calor completo
- 4) de alta corda elástica: Material antialérgicas

O 3 camada de cobre a boca descartáveis

camada 1

camada exterior, branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / cor preta,

camada de PP, água-repelência, para evitar a entrada de fluidos a máscara.

camada 2

camada média, branco finalidade cor feita melt blown, papel de alta filtração, impedindo eficazmente micro poeira e bactérias.

camada 3

cor branca, PP não tecido, macio e confortável

Dimensões e embalagem da máscara cirúrgica descartável

- 1) Dimensões: 17.5 * 9.5 cm
- 2) suporte de ouvido: 16 cm, o alongamento entre 220% -260%
- 3) Embalagem: 50 peças em uma caixa, 2000 pcs por caixa
- 4) O tamanho da caixa: 18 * 10 * 7cm, tamanho da caixa: 52 * 38 * 30 centímetros

Especificações do máscara cirúrgica descartável

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
----------	--

tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto
aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante

Fotos de máscaras médicas descartáveis





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

