

Especificações principais / características especiais:

Material: PP Nonwoven

Gramas: 40gsm ou personalizado

Tamanho: tamanho geral ou personalizado

Cor: azul / rosa / preto, etc

Aplicação: SPA, Massagem, Hospital, Salão, etc

Armazenamento: Armazenado em seco, umidade abaixo de 80%, ventilado, warehouse gases não corrosivos

Amostra: Grátis

Logotipo impresso: sim

Característica:

1. Controle de Qualidade Padrão 1.Strict com CE, ISO.

2.Made de alta qualidade do material PP.

Vendas diretas 3.Factory com preço competitivo.

Coisas 4.Exidenciadas, entrega rápida, capacidade de produção estável.

5. Experiência de produção de 10 anos.

6.OEM está disponível, tamanhos diferentes, espessura, cores, logotipos impressos, etc.

7. Times de venda profissional para atendê-lo de todo coração.

Embalagem e transporte:

Pacote 1.Normal: 1 pcs / saco, 5 pcs / saco médio, 600 pcs / caixa.

2.MOQ: 10000 pcs.

3.port: Shanghai / Wuhan, China.

4. Disponibilidade: Sim.

Tempo de execução 5.Normal: 3 dias para a ordem da amostra, 25 dias para a ordem em massa.

Porque escolher-nos:

1. Passamos CE, FDA, Certificação ISO13485.

2. Bem-vindo qualquer requisito de OEM.

3. Equipamento avançado e material profissional com mais de 10 anos de experiência de exportação.

4. Produtos qualificados, 100% novo material de marca, seguro e sanitário.

5. Temos rigoroso sistema de controle de qualidade QC.

6. Tem experiência suficiente e ganhou uma grande reputação de nossos clientes toda a palavra.

Como América, América do Sul, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio etc.