

Product details

Uso de folha de transferência do paciente da cama

É amplamente utilizado em hospital ou clínica, para mover ou re-posicionamento de um paciente de uma cama para a maca.

Folha não tecida com alças talhado para os lados.

O recurso de folha de transferência do paciente da cama

| | |
|------------|--|
| Tecido | Polipropileno, SMS, PP + PE |
| Estilo | Vedação de calor ultra-sônico, com orifício no lado de comprimento |
| Função | Proteger funcionários e pacientes de infecções cruzadas |
| Tamanho | 195 cm * 85 cm (pode ser feito de acordo com a demanda do cliente) |
| Cor | Branco, azul, verde, cinza, preto... etc |
| Embalagens | Estéril: 1 pcs/papel saco de plástico, 50 pcs/Ctn Non-esterilizar: 1 PC/saco, 50 pcs/ctn Ou como suas exigências |

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

