

CE ISO aprovado à prova de líquido para uso único de cobertura de cama não tecida com extremidades elásticas

Detalhes do produto:

1. O novo material é de camadas duplas com função de absorção e à prova d'água. (PP hidrofílico revestido com microporoso.)
2. A camada interna (PP Hdirofílico) é de alta absorção de água, a camada externa (microporosa) é 100% à prova d'água.
3. É mais macio e respirável do que o material revestido de PP / PE normal.
4. Pode suportar o peso da pessoa acima de 300 libras (Temos o relatório do teste)
5. Tamanho: Todos os tamanhos estarão disponíveis para lençóis;

Indicações:

- 1, amplamente utilizado em hospitais como leito de emergência e leito cirúrgico.
- 2, também usado em hotéis e cama de massagem.

Para prevenir a propagação de fluidos corporais e conteúdo de respingos de sangue, e isolar a invasão de poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus.

Especificações:

Material	PP Hdirofílico revestido com Microporoso
Cor	Branco azul
Estilo	com pontas elásticas
Tamanho	80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm ou tamanho personalizado
embalagem	10 unidades / caixa, 10 bolsas / ctn ou 5 unidades / bolsa, 50 unidades / bolsa
Peso	25-65gsm ou personalizado
Pacote	Saco PE revestido, em seguida, pacote de papelão ou personalizado
Característica	Durável, macio, descartável
Uso	Medicinal, hospital, casa, hotel

Nossos serviços:

1. Fornece produtos da mais alta qualidade

A equipe profissional de QC controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se for urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 5-7 dias!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 * 40HQ pode ser concluída dentro de 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Investir continuamente na melhoria de nossos trabalhadores qualificados, produtos e processos para minimizar o custo de cada etapa!

4. O serviço doce e rápido

Nossos funcionários estarão sempre tão pacientemente respondendo a suas perguntas dentro de 5 a 10 minutos.

5. Nós também podemos ajudar a encontrar produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudá-lo a obter os produtos conectados conforme sua demanda!

[http:// https://youtu.be/_emC6IdSXtc](http://https://youtu.be/_emC6IdSXtc)