

Indicações de cobertura de sapato CPE anti skid:

CPE médica cobertura de sapato descartável para hospital, 45x16cm, azul pode ser usado para o hospital, oficina livre de poeira, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante. Também poderia ser usado para Clínico pessoal médico e dos pacientes.

Vantagens do produto:

- 1, material disponível: CPE
- 2, tamanho: 45x16cm, nós também podemos fazer 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18 centímetros
- 3, boa proteção, leve, livre de látex
- 4, Use costura ou tecnologia automática, confortável vestindo
- 5, cores disponíveis: azul, branco, verde, amarelo, vermelho

Controle de qualidade:

1. Não vamos começar a fazer os produtos até a confirmação da amostra.
2. A embalagem será à prova de água, à prova de umidade e selado

Especificação de cobertura anti derrapante CPE sapato:

Nome do item	cobertura de sapato CPE
Digitar:	feita por máquina ou costura
Material	CPE1.5-6g
Cor	Azul, branco, etc.
Tamanho:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Embalagem:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
aplicações	Household, hotel, fábrica de produtos eletrônicos, fábrica farmacêutica, hospitalar e outro ambiente de trabalho de limpeza
produção diária	80.000 unidades / dia
Termos de pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,
Tempo de entrega	Capacity: 200,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Certificado	CE / ISO13485
FOB porto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Detalhes do retrato da tampa do CPE sapato:



