

## **China melhor fabricante de máscara facial gancho, máscaras descartáveis para as alergias, máscara meidcal anti virus**

### **Especificação da máscara facial earloop**

- 1) Tamanho: 17,5 x 9,5 cm, um tamanho serve a mais
- 2) bar nariz Adaptável, nenhum estímulo para a pele humana
- 3) Cores: branco / rosa / verde / azul / amarelo, temos 11 cores totalmente
- 4) de alta eficiência do filtro, pólen filtro, poeira e bactérias, BFE% & gt; 99%5) Resistência à penetração por sangue-120mmHg sintético
- 6) Em conformidade com a EN14683 e FDA padrão de qualidade

### **O material de tecido de máscaras para as alergias**

- 1) É não-tecidos, não-tóxico, nenhuma irritação, macio e confortável;
- 2) interior é a PP não-tecido com efeito antibacteriano;
- 3) Média é a camada de filtro eficiente (de alta qualidade Derreta tecido soprado);
- 4) Outer é a Saúde Grau impressão Spun vínculo polipropileno.

### **Embalagem de máscara anti virus**

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs
Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais			

### **Imagem de máscara facial earloop**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

