## Descrição de terno de macação de duas peças:

- 1. Tterno de macação de peça de Wo é feito de material protetor de isolamento de alta performance.
- 2. ternos SMS (2 peças calça & Top)
- 3. round colarinho, dois bolsos
- 4. aberto no pulso, elástico nos tornozelos, amarra na cintura
- 5. não fecha, sem botões e sem Velcro na parte superior.
- 6. material: SMS macio material cor azul. Com a mudança de Crouch.

## Especificações do naipe de macacão de duas peças:

Nome	China descartável azul dois pedaço fato de protecção terno fabricante
Material	SMS40G
Cor	Azul
Tamanho	Tamanho: M (74x116cm superior, 106x112cm de fundo) Tamanho: L (78x124cm superior, 108x116cm de fundo) Tamanho: XL (82x130cm superior, 112x120cm de fundo) Tamanho: 2XL (88x136cm superior, 120x124cm de fundo) Tamanho: 3XL (94x142cm superior, 128x132cm de fundo) Tamanho: 4XL (100x148cm superior, 136x138cm de fundo) Tamanho: 5XL (106x154cm superior, 142x144cm de fundo)
Estilo	2 peças calça & Top), Round colarinho, dois bolsos, abrir no pulso, elástico nos tornozelos, laços na cintura
Da embalagem	1set\/saco, 50sets\/ctn
Amostra	podem ser fornecidos de graça
Certificados	CE. FDA ISO13485
Aplicações	Amplamente utilizado na fábrica de eletrônicos médicos segurança protetora, mineração, oficina estéril, isolamento de proteção, risco biológico de produção animal de fábrica fazenda comida e assim por diante.