

Descartáveis de China não tecida fornecedores de máscara médica cirúrgica respiração orelha laço

Embalagem normal

1. non-sterile: 50pcs/box, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.
1 * 20ft pode casos de carga: 500 (1.000.000 unidades),
1 * 40HQ pode casos de carga: 1150 (2.300.000 pcs).
2. sterile: 1pcs/bag, 50bags/caixa, 1000pcs/ctn, tamanho da caixa: 52x19x30cm.

Indicação

1. estéril produtos são utilizados para pacientes e pessoal médico clínico do hospital.
2. non-sterile produtos podem ser usados para a oficina livre de poeira, hospital, laboratório,
3. para evitar a propagação de fluidos do corpo e sangue poeira respingo conteúda e isolada,

Especificações

| | |
|------------------|--|
| Nome do produto | D Chinafornecedores de máscara médica do isposable não tecido cirúrgico respiração orelha laço |
| Modelo não | OH-2001 |
| Material | 3ply, não tecida dos PP, papel de filtro + não tecida dos PP |
| Tamanho | 17.5x9.5cm(Adult) |
| Estilo | Orelha-loop(latex free) elástica |
| Camada de | 3ply |
| Cor | Branco |
| Da embalagem | 50pcs/box, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20ft pode casos de carga: 500 (1.000.000 unidades), 1 * 40HQ pode casos de carga: 1150 (2.300.000 pcs). |
| Tamanho da caixa | 52 * 38 * 30cm |
| GW | GW: 7,5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn. |
| MOQ | 5000PCS |
| Certificado | CE / ISO13485 / NELSON / FDA |

Fotos





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



