

Product details

Características da China fábrica para jaleco com punhos elásticos:

1. Material: PP50g
2. Cor: verde
3. Gramatura: 50gsm
4. Estilo: com punhos de malha / colar, com dois bolsos
5. Tamanho: S-2XL.
6. Leve, durável e superior respirável; Permitir grande liberdade de movimento.

Especificações de China fábrica para jaleco com punhos elásticos:

Nome	fábrica China para jaleco com punhos elásticos, descartável jaleco verde com os bolsos, PP50g não tecido jalecos atacado para adultos
Material	PP50g
Estilo	Com dois bolsos, gola de malha, botão na parte frontal, manguito de malha ou outros estilos
tamanho	S M L XL 2XL, 3XL, etc
cor	verde, etc.
Embalagem	1-5pcs / saco, 10 sacos por caixa
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
MOQ	5.000 pcs
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente durante a sua qualidade corrente no prazo de 3 dias
forma de pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,
prazo de entrega	Capacidade: 10,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
FOB porto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2.0 que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4.Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.