

Product details

Detalhe da China laranja fábrica de macacões descartáveis:

ternos PP (2 peças Pants & amp; Top) V-neck bloqueadas

1. Com capuz não boot, 2 peças (calças & amp; top)
2. Elastic em pulsos e tornozelos, elástica sobre o capô, cinco centímetros elástica ao redor da cintura.
3. Não fechos, sem botões e nenhum gancho e laço na parte superior. Costura no meio da frente para o topo.
4. Material: não tecido PP muito macio, de cor branca. Com a mudança Crouch.
5. Tamanho: M (Top 74x116cm, 106x112cm Inferior)
Tamanho: L (Top 78x124cm, 108x116cm Inferior)
Tamanho: XL (Top 82x130cm, 112x120cm Inferior)
Tamanho: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm Inferior)
Tamanho: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm Inferior)
Tamanho: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm Inferior)
Tamanho: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm Inferior)
6. rótulo Tamanho na parte superior; impressão em saco poli com o tamanho.

Características da China laranja fábrica de macacões descartáveis:

1. Leve, respirável; material macio e amiga do ambiente
2. durável e confortável; Sem cheiro, sem estimulação
3. amplamente usado para alimentar fábrica, oficina dustless, clínica, a indústria de proteção

Especificações da China laranja fábrica de macacões descartáveis:

Nome	China fábrica macacões descartáveis laranja, Atacadista duas peças macacões pp laranja, descartáveis encapuzados ternos de trabalho de laranja
Tamanho	S-5XL
materiais	PP50g
Gramas	50g ou como o pedido
MOQ	5,000 pcs
Cor	laranja, etc.
Estilo	1.With capô não boot, 2 peças (calças & amp; top) 2.Elastic em pulsos e tornozelos, elástica sobre o capô, cinco centímetros elástica ao redor da cintura. zips 3.No, sem botões e nenhum gancho e laço na parte superior. Costura no meio da frente para o topo.
Embalagem	1suit / polybag, 50suits / ctn ou como seu pedido
Tempo de entrega	1 * recipiente 40HQ pode ser concluído dentro de 15-20days.
Características	Uso protetor segurança, peso leve, conveniência, flexível, econômico, Soft.
Way pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Amostra	Amostra grátis, podem ser fornecidos gratuitamente para a sua qualidade corrente no prazo de 2 dias
certificados	ISO13485. CE, FDA, Type5 & amp; 6
aplicações	usado em segurança médica protetora, oficina asséptica, isolamento protetor, eletroeletrônicos fábrica de mineração, alimentos fábrica fazenda pecuária de risco biológico e assim por diante.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.

The happy time with customers

