

## Introdução de gorro de não-tecidos:

China Manufacturers gorro não-tecidos utilizado de artificial de não-tecidos de baixo peso costurada sua forma redonda, ele é chamado um chapéu redondo e usado principalmente nos estabelecimentos médicos e limpo proteção quarto pessoal de operação.

## Vantagens da tampa não-tecidos bouffant

1. Respirável, não absorvente, durabilidade.
2. Com simples ou dupla elástica disponíveis, em forma de pregas ou clipe com várias cores disponíveis.
3. eficiência de filtração de bactérias (BFE) atingiu 99,1%. Esta taxa é muito maior do padrão normal de 97%.
4. amostras grátis e personalização disponíveis
5. Poderíamos garantir melhor qualidade, entrega rápida, material de construção nova.

## Especificações do tampão não tecido bouffant

Material	PP não tecidos
gramagem	10-30 g
Estilo	feito à mão, forma redonda
Tamanho	21 ", ou como seu pedido de encomenda
Cor	branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	Usado principalmente em clínica hospitalar pessoal médico e pacientes. Também se adapte ao pó livre de oficina, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

Manufacturers China de não-tecidos gorro são hot-venda na Europa, América, América do Norte, América do Sul, Sudeste da Ásia, África, Oriente Médio, os mercados de Ásia Oriental.

**Detalhe imagens de gorro de não-tecidos:**



