

Product details

Características do fabricante China para SMS batas cirúrgicas

1. Tudo-em-um, de volta de abertura.
2. O avental cirúrgico é durável, macia, leve, confortável, abrasão e electricit estática
3. Com a superfície perfeitamente lisa, vestido cirúrgico é capaz de expelir líquido inorgânico e evitar respingos de produtos químicos. poeira sólida não pode anexar o vestido também.
- 4.O vestido cirúrgico é especialmente revestida para prevenir prejudicial, pó superfino, ácido inorgânico alta densidade, soluções alcalinas e sal.
5. Está provado que o vestido cirúrgico fornece proteção contra o ataque de sangue, vírus.

Especificação do fabricante China por SMS batas cirúrgicas

descrição	China fabricante para SMS batas cirúrgicas, o melhor hospital planta aventais estéreis, fornecedor vestido cirurgia azul descartável
Material	SMS (polipropileno Spunbond tecido não tecido + Meltblown tecido não tecido + polipropileno Spunbond tecido não tecido)
tamanho	S (110 * 130 centímetros), M (115 * 137 centímetros), L (120 * 140 centímetros) XL (125 * 150 centímetros) 2XL (130 * 150 centímetros) ou quaisquer outros tamanhos personalizados
Peso	16-65gsm está disponível (como seu pedido)
detalhes	estilo estéril e não estéreis, padrão e reforçada, padrão e ultra-som, com e sem toalhas. Gancho e laço na gola, gravatas na cintura, punhos de malha
cor	azul
Embalagem	não estéril, 10 pcs / saco, 50pcs / ctn ou 100pcs / ctn. estéril, 1 pcs / saco estéril, 50pcs / ctn ou 100 pcs / ctn
Aplicação	Medical & saúde / Casa / Laboratório
Característica	Durável, Eco-friendly, não-tóxico, respirável e flexível Anti-álcool, anti-sangue, anti-óleo, anti-bactérias, , À prova de ácido à prova d'água, à prova de Alkali, estabilizador UV, não mais branda
Entrega	Um recipiente 40HQ pode ser semiacabados dentro de 15-25 dias.
Armazenamento	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Nota	1. Este produto pode ser esterilizado por óxido de etileno.

	2.Validity: 3 anos
OEM	1.Material ou outras especificações podem ser de acordo com customers'requirements. 2.Customized Logo / marca impressa. 3.Customized embalagem disponíveis.
Certificado	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.