

Product details

Os principais recursos incluem

- 1) Folha de transferência do paciente é Projeto do asy-corrediça, selagem ultra-sônica do calor
- 2) O desempenho do tecido é imensamente forte, Polipropileno 100gsm para cima, ou PP + PE 100gsm acima.
- 3) o Folha deslizante de transferência Pode manter o peso 300 LBS para cima, fuma Fácil e fácil transferência de pacientes.
- 4) Leve, eu uma Tex grátis, Compacto e fácil de armazenar
- 5) Pessoal de utilização única - protecção e doentes contra infecções cruzadas, cMais eficaz
- 8) O tamanho normal de Folha de transferência não-tecida de uso único : 195cm * 85cm, ou como suas exigências.


A folha de especificações

| | |
|----------------------------|--|
| Material | PP, PP + PE |
| Cor | Branco, azul, verde-benzóico.etc |
| Estilo | Vedação por ultra-som, Com furo no lado do comprimento |
| Tamanho | 195cm*85cm (Pode ser feito de acordo com a demanda do cliente) |
| Aplicação | Hospital, centro de emergência |
| MOQ | 5.000 peças |
| Preço | Negociável |
| Termos de pagamento | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Fideicomisso, paypal |
| Capacidade de fornecimento | 10,000pcs /Dia, o recipiente do 1 * 40 HQ pode ser terminado em 15 dias |
| Tempo de entrega | De acordo com a quantidade, Normalmente 30 dias após o depósito |
| Detalhes de empacotamento | Estétil: 1 Pcs /Papel plástico Bolsa, 50 pcs / Ctn Não esterilizar: 1 pcs / saco, 50 pcs / ctn Ou como suas necessidades |

Atenção da folha de transferência não-tecida de uso único:

- 1) Guarde-o em local seco e frio ;
- 2) Por favor pare usando E se isto'Está sujo ;
- 3) Usando em Hospital ou hotel Onde As pessoas querem economizar tempo de limpeza.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

