

Product details

Introdução do fabricante China por macacão branco de PP:

1. Materiais: Feitos a partir de tecidos não tecidos
informações gramagem de material:
polipropileno Spunbonded (20-65gsm)
PP + PE (polipropileno com filme PE) (35-65gsm)
SMS (Spunbound Melt-Blown Spunbound) (20-65gsm)
Microporosa (SF) (40-65gsm)
2. Estilo: com capuz, duas vias zíper frontal, punhos elásticos e tornozelos, elástico na cintura
3. Character: um projeto original peça que cobre todo o corpo, conveniência e fácil de usar e off
4. Tamanhos: S-6XL
5. Cor: branco
6. Pacote: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / ctn
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn.

Especificações do fabricante China para macacão branco de PP

Nome	China fabricante de macacão branco de PP, descartável pintores não-tecidos vestuário de trabalho, terno macacão descartável para vendas
tamanho	S: 96 * 124 centímetros M: 100 * 130 centímetros L: 107 * 136 centímetros XL: 110 * 140 centímetros XXL: 114 * 144 centímetros
materiais	PP38g
Estilo	com exaustor, duas vias zíper frontal, punhos elásticos e tornozelos, elástico na cintura
MOQ	5,000 pcs
cor	branco
Uso	Por razões de segurança médica protetora, oficina asséptica, isolamento protetor, eletroeletrônicos fábrica de mineração, alimentos fábrica fazenda pecuária de risco biológico e assim por diante.
Embalagem	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / ctn 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn
Tempo de entrega	1 * recipiente 40HQ pode ser concluído dentro de 15-20days.
Características	Uso protetor segurança, peso leve, conveniência, flexível, econômico, Soft.
Way pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
certificados	ISO13485. CE, FDA

Política da amostra:

1, ofereceu amostras grátis.

2. Amostra de acordo com seu desenho. Tempo de amostragem: 2-5 dias.
3. Projete sua própria amostra, então refazê-lo.
4. As amostras existentes Tempo de amostragem: 1day.
5. Faça a produção em massa após a confirmação da amostra.

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.